


ORFILIGHT® NS DORSAL WRIST COCK-UP ORTHOSIS

Material: Orfilight® NS 3.2 mm non perforated

Art. No. 35820/L (S) 35821/L (M) 35822/L (L)	Indications: <i>Flacid Palsy (radial nerve, poliomyelitis, hemiplegia, brachial plexus) – tendon lesions – carpal tunnel syndrome</i> Indicaties: <i>Nervus radialis letsel – hemiplegie – poliomyelitis – plexus brachialis – carpaal tunnel syndroom</i> Indications: <i>Paralysies (nerf radial, polynévrite, hémiplégie, plexus brachial) – lésions tendineuses – syndrome du canal carpien</i> Indikationen: <i>Schlaffe Lähmung (Radialis Lähmung, Poliomyelitis, Hemiplegie, Brachial Plexus) – Sehnenverletzungen (post-traumatische Kontrakturen) – Carpal Tunnel Syndrom</i>
---	--

This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient. Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31001) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures. This pattern is NOT SUITABLE for the following applications: - acute fractures of the wrist - prolonged and intensive use These instructions were made up in accordance with the European Directive 93/42/EEC for Medical Devices. It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries. For additional copies, please contact your local distributor or send an email to welcome@orfit.com	Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd. Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31001) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen. Dit patroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen: - acute polsfracturen - landurig en intensief gebruik Deze gebruiksaanwijzingen werden opgesteld in de geest van de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van Orfit Industries. Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land stuur dan een e-mailbericht naar welcome@orfit.com
Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient. Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (réf. no. 31001) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant. Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants: - fractures aiguës du poignet - emploi intensif et prolongé Ces instructions d'utilisation ont été rédigées dans l'esprit de la Directive Européenne 93/42/CEE concernant les aides techniques médicales. Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'Orfit Industries. Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par e-mail à welcome@orfit.com	Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden. Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31001) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen: - akute Handgelenkfrakturen - langfristigen und intensiven Gebrauch Diese Gebrauchsanweisungen wurden im Geiste der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG für medische Hilfsmittel aufgestellt. Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von Orfit Industries. Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen E-Mail Bericht nach der Adresse welcome@orfit.com

METHOD OF APPLICATION



orfit

Note:

It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from Orfit Industries.
ORFILIGHT® is a registered trademark of ORFIT INDUSTRIES N.V.



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com



Ref. No. 35818L-35820L-35821L-35822L ORFILIGHT
NS
VERSION 5
LAST UPDATE: 06/09/2022
REVISION DATE: 06/09/2024