

SRS-Fix

Die Behandlung mit SRS stellt hohe Anforderungen an die Immobilisierung des Patienten. SRS-Fix ist einfach in der Anwendung, zuverlässig in der Funktion und stabil in der Immobilisierung des Kopfes des Patienten.

Es ist eine patientenzentrierte Lösung, die die speziellen Anforderungen an Millimetergenauigkeit und tägliche Reproduzierbarkeit erfüllt.



Über ORFIT

Orfit bietet hohe Präzision und Komfort bei der Positionierung und Immobilisierung von Krebspatienten in der Strahlentherapie. Die Kombination aus Orfit Thermoplast-Masken und Lagerungsplatten sorgt für optimale Stabilität.

Entdecken Sie die komplette Familie der Orfit-Systeme für Kopf & Hals-, Abdomen- und Beckenbestrahlung, Brustbestrahlung in Bauch- und Rückenlage, SRS, SBRT, Extremitäten, Pädiatrie, MRT und Protonentherapie auf www.orfit.com.



SRS-Fix Maskensystem

Einfache, zuverlässige und stabile Fixierung für die stereotaktische Kopf-Hals-Behandlung

Besuchen Sie WWW.ORFIT.COM für weitere Informationen.

www.orfit.com



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A
B-2110 Wijmegem | Belgien
T (+32) (0)3 326 20 26
welcomel@orfit.com

ORFIT RADIOTHERAPIE DEUTSCHLAND
Altendorfer Kirchgasse 19
99734 Nordhausen | Deutschland
T (+49) 03631 475961
radiotherapie.deutschland@orfit.com

ZR-04-2020
ART. N° 51023D

orfit The precision expert



SRS-Fix steigert Patientenkomfort und -sicherheit sowie den Nutzen der stereotaktischen Strahlentherapie

SRS-Fix Immobilisierung

Anwendernutzen

Patientennutzen

Einfache, schnelle, störungsfreie Maskenvorbereitung und -einrichtung

Schnelle Maskenmodellierung dank der bewährten Einzelschalen-Mehrpunktmaske von Orfit	Schneller Ablauf für optimalen Patientendurchsatz	Kurze Zeit für Simulation
Kurze tägliche Rüstzeit dank der bewährten Einzelschalen-Mehrpunktmaske von Orfit	Erhöhter Patientendurchsatz bei der Behandlung	Kurzer Aufenthalt auf dem Behandlungstisch
Leicht anwendbarer BiteFix	Reduzierung der Bewegung	Minimalinvasiv

High-Tech thermoplastisches Maskenmaterial

Hybridmaske auf Basis der Nanotechnologie mit geringer Schrumpfung und hoher Fixierkraft	Ausgezeichnete Immobilisierung	Erhöhter Komfort
Antibakterielle und Antihaft-Oberfläche	Kein Risiko einer Kreuzkontamination in der Abteilung	Weniger Belastung durch Bakterien auf der Maskenoberfläche und kein Verkleben der Maske auf Haar und Gesicht

Hohe Präzision und Reproduzierbarkeit


Individuelle Kopfunterstützung	Hohe Präzision der Positionierung	Hoher Komfort
Maske mit hoher Passgenauigkeit	Hohe Präzision der Positionierung	Bessere klinische Wirkung

System nutzbar mit vorhandener Lagerungs-Hardware

Orfit Hochpräzisions-Lagerungsplatten mit Kopfunterstützung bilden die Basis des Systems	Geringe oder nicht vorhandene Investitionskosten	
--	--	--

Produkt-Highlights

Die Maske, die den Unterschied macht: Orfit SRS-Fix-Maske



Die hybride Konfiguration mit einer Nanor-Schicht, das kontrollierte Schrumpfungsverhalten und die starke Fixationskraft führen zu einer optimalen Immobilisierung mit hohem Patientenkomfort.

BiteFix

BiteFix bietet eine einfache Lösung zur Reduzierung der Bewegung. Der Luftweg durch die Maskenöffnung sichert eine komfortable und entspannte Atmung.



Individuelle Kopfstütze und Vakuumkissen

Erstellen Sie eine personalisierte Patienten-Immobilisierungslösung mit Ihrer bevorzugten Wahl von individuellen Kopfstützen: Thermofit oder Vakuumkissen.

